

EN-MOTION FUTÓGÉP



Az EN-Motion futógép egy értékes befektetés a fizioterápia és a rehabilitáció világában. Egy innovatív készülék a fizioterápia és a rehabilitáció területén.

AZ EN-MOTION FUTÓPAD

Az EN-MOTION futógép együtt tartalmazza a megbízhatóságot és az Enraf-Nonius minőséget valamint a mozgásspecialisták által jól használható praktikusságot. Robosztus, modern, és stílusos futógép valamint nagy hangsúlyt fektettek a tervezésénél a biztonságra és az ergonómiára. Az EN-MOTION maximálisan megfelel a mozgásspecialisták kívánalmainak most és a jövőben is.



ENRAF-NONIUS
P.O. Box 12080
3004 GB Rotterdam
The Netherlands
T.: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

EN-Motion: az alap PHYSIO futópad

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hálózati feszültség:	230V
Motor:	DC motor, 3.5 Hp
Motor teljesítmény:	2600 W
Min./max. sebesség:	0.4 - 18 km/óra (0.1 km/órás lépésekben)
Pozitív dőlésszög:	0% to +15% (0.5%-os lépésekben)
Negatív dőlésszög:	0% to -10% (0.5%-os)
Méretek:	212 x 86 x 148 cm (l x w x h) (magasság oszlopokkal együtt) 150 x 50 cm
Efektív futófelület:	150 x 50 cm
Oszlopok magassága: a futófelülettől)	76 cm – 93.5 cm (legalsó és legfelső pozíció)

Oszlopok magassága
(‘Plus’ típus):
pozíció a futófelülettől)

61 cm – 108.5 cm (legalsó és legfelső)

Teljes állítási tartomány

(‘Plus’ típus): 30 cm (elektromosan állítható).

Fellépési magasság: 12,5 cm (‘Standard’ and ‘Plus’ típus)

Futópad súlya: 140 kg (‘Standard’ típus)

155 kg (‘Plus’ type)

Max. engedélyezett

páciens súly: 235 kg

Kijelző: LCD/TFT színes kijelző háttérvilágítással

Tréning profilok (fix programok): 14

Tréning profilok (felhasználói): 30

Az EN-Motion futógép orvosi eszköz minősítéssel rendelkezik
(MDD 93/42/EEC)

STANDARD TARTOZÉKOK


1665751	EN-Motion használati utasítás (EN)
1665802	Csípővön mágneses vészkapcsolóval

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1665800	Vészstop (XL emergency stop)
1665801	Rámpa
3496839	Polar T31 transmitter
3496840	Rögzítővön T31-es polárórhöz

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1665803	Fellépő (2 oldal támasz)
---------	--------------------------



1665800

1665801




3496839

3496840



1665803



1665901 EN-MOTION

230 V (FIX OLDAL OSZLOPOK)

1665905 EN-MOTION


230 V (FIX OLDAL OSZLOPOK ÉS FELLÉPÉST SEGÍTŐ)

1665902 EN-MOTION PLUS

230 V (ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ OLDAL OSZLOPOK)

1665906 EN-MOTION PLUS

230 V (ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ OLDAL OSZLOPOK ÉS FELLÉPŐ)



AUTOMATIKUS SEBESSÉG ÁLLÍTÁS

Az EN-Motion futópadnál a sebesség gombnyomás nélkül állítható. Auto speed funkció ideális a terheléses teszteknel (séta teszt 6 MWT) és optimális komfortot nyújt mozgás közben. Az Auto speed funkció előrevizsi a fizioterápiás és a rehabilitációs kezeléseket.

TESZT/KLINIKAI KALKULÁCIÓK

A funkcionális edzőprogramok mellett (egyéniileg beállíthatók), választható még számosedző teszt, beleértve a 6 MWT tesztet. Az auto speed funkció segítségével biztos lehet benne hogy a teszt megbízhatóan végrehajtható! A teszt adatok összehasonlításra kerülnek a standard adatokkal majd a készülék jól értelmezhetően kijelzi az eredményt. Nem hibázhat – az EN-MOTION futópad segítségével nagy előrelépést tehet a klinimetria területén.

ALACSONY FUTÓFELÜLET SZINT

Az első lépés a felépülés felé gyorsan megtehető. Az EN-Motion futópad különösen alacsony (12,5 cm) fellépési magassággal rendelkezik. Egyedülálló és innovatív készülék a fizioterápiában a terapeuta és a páciens részére egyaránt.

KORSZERŰ REZGÉSELNYELŐ FELÜLET (PSA)

PSA egy különleges rezgéselnyelő megoldás, segítségével az ízületek kímélhetők használat közben. PSA rendszer megkíméli az ízületeket a szükségtelen terhelésektől a páciens súlyától vagy sétálási stílusától függetlenül. Még a legérzékenyebb páciens is probléma mentesen képes használni a készüléket.

Az EN-MOTION futópad maximum 235kg súlyú pácienssel használható.

KIJELZŐ

Az EN-MOTION futópad felhasználóbarát színes, grafikus felületű kijelzővel rendelkezik. A kijelzőnek köszönhetően az edzésről illetve a tesztekől egyértelmű, pontos visszajelzést kapunk.

KÉTIRÁNYÚ DŐLÉSSZÖG TECHNOLÓGIA (DST)

A DST technológiának köszönhetően a futópad a kijelző segítségével negatív és pozitív dőlésszögbe is állítható. A futópadnak nincs túl magas hegy.

OLDAL OSZLOPOK

Az oszlopok a futópad két oldalán multifunkcionálisak. Az elektromosan állítható oszlopok* gyorsan a kívánt magasságba állíthatók. A nyitott tervezésnek köszönhetően a páciens mozgása könnyen megfigyelhető.

CSENDES MOTOR

Az EN-Motion futópad erős és csendes motorral rendelkezik.



EN-TRACK

Használja az EN-Track rendszert? Amennyiben használja az EN-Track rendszert az EN-Motion futópad a tökéletes megoldás. A chip kártya segítségével a futópad könnyen és gyorsan vezérelhető. A pácienshez köthető edzés és teszt eredmény automatikusan tárolódik. Az EN-Track szoftver lehetővé teszi a páciens folyamatos kontrollját!

MDD

Az EN-Motion futópad orvosi minősítéssel rendelkezik ezáltal garantálja a biztonságot és az orvosi területen történő használatot.

**TEGYEN EGY LÉPÉST ELŐRE!
HASZNÁLJA AZ EN-MOTION FUTÓPADOT!**

EN-MOTION FUTÓGÉP

AUTOSPEED

Auto speed egy automatikus sebesség állító rendszer a maximális kényelem érdekében. Az EN-Motion futópád a sebességet a pácienshez állítja. Akar gyorsabban vagy lassabban sétálni? Az EN-Motion futópád mozgás érzékelője gyorsan és hatásosan az Ön ideális sétatempójához állítja a sebességét. Önnek nem kell semmit tennie csak az Ön sebességének megfelelően sétálni a futópádon!



A LASSÚTÓL A GYORSIG

A futópád sebességtartománya 0.4 km/óra és 18 km/óra közötti tartományban (0.1 km/órás lépésekben) állítható. Az EN-MOTION futópád nagyon sok oldalú futópád nemcsak páciensek kezelésére hanem megelőző tréningekre (fizioterápia fitnessz) területén is használható. Fiatalok idősek kicsik és nagyok egyaránt használhatják!



A KÉSZÜLÉK 235 KG SÚLYÚ PÁCIENSIG HASZNÁLHATÓ

A készülék maximum 235 kg súlyú pácienssel használható, így alkalmas a túlsúlyos páciensekkel történő használatra is. Az extra korlátnak köszönhetően a páciens és a terapeuta együtt használhatja ezt a forradalmian új készüléket.



EGYÉRTELMI KIJELZŐ

A kijelző egyértelmű egy kapcsoló és nyomógombok segítségével gyorsan és könnyen kiválaszthatók a funkciók illetve indítható a terápia vagy a teszt. Az intuitív kijelző koncepció minimalizálja az idővesztést és biztosítja a korrekt információ megjelenítését. Az EN-Motion futópád mindig használatra kész!



EN-MOTION FUTÓPAD

KÉTIRÁNYÚ DŐLÉSSZÖG TECHNOLOGIA (DST)

Egy gombnyomással beállítható a kívánt dőlésszög. A DST rendszer segítségével nemcsak pozitív (max +15%) hanem negatív dőlésszög (max -10%) is beállítható a futópádon. Ideális a futópádon koncentrikus és ekkoncentrikus tréningre is.



TESZT PROTOKOLOK

Az EN-Motion futópádon különböző teszt protokollokat ismer mint például 6 perces séta teszt (6MWT). A futópádon megbízható részletes és könnyen értelmezhető adatokat jelenít meg a kijelzőn. Lehetővé teszi hogy egyszerűen és objektíven összegyűjtsük az adatokat klinikai felhasználásra.

EDZÉS PROTOKOLOK

A futópádon 14 fix protokollal rendelkezik és 30 egyénileg tárolható programra ad lehetőséget.

NAGYON ALACSONY FELLÉPÉSI SZINT

Az EN-MOTION a 12,5 cm-es fellépési szintjével a világon az egyik legjobb orvosi célra használható futópádon.



EN-TRACK SZOFTVER

Az EN-Motion futópádon az EN-Track szoftver segítségével pácienshez köthető és dokumentálható tesztre és tréningre is alkalmas így biztosítva a távoli felügyelet lehetőségét.

EN-MOTION FUTÓPAD

ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ OLDALOSZLOPOK*

Az oldaloszlopok magasságának beállítása nagyon fontos a kapaszkodást igénylő páciensek számára. Ez nem probléma az EN-MOTION futópad számára. A oszlopok nagy tartományban lehetséges beállításának köszönhetően ideális a futópad gyermekek és magas felnőttek számára is.

* = csak az EN-Motion Plus modelnél



TFT SZÍNES KIJELZŐ

Kristály tiszta képek és egyértelmű információk a páciens és a terapeuta részére. Az egyedülálló grafikai megjelenítés garantálja a motivációt az edzés alatt!





MULTIFUNKCIONÁLIS OLDALOSZLOPOK

Multifunkcionális oldaloszlopok a speciális kialakításnak köszönhetően biztonságossá és komfortossá teszik a futópadot. Az EN-MOTION futópad biztonságot és támogatást nyújt minden páciens számára.



TERVEZÉS ÉS FUNKCIONALITÁS

Az EN-Motion futópad az erős és robusztus kialakításának köszönhetően igazán jó befektetés az Ön számára. Ez egy stílusos futópad ami figyelmet követel nemcsak azért mert csendes de a kinézete és a tudása miatt is.



Control console User-friendly
 Ergonomic Full colour **Clear information**
 High resolution TFT Crystal clear images
Presentation of test results
 Chip card operation Graphic exercise profiles